

<b>Einsenderanschrift*</b>	
Firmenname:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
E-Mail zur Befundübermittlung:	

**LADR Zentrallabor  
Dr. Kramer & Kollegen**

T: 04152 803-333  
F: 04152 803-425  
www.biofocus.de/bestellen



**Rechnungsanschrift\* (sofern abweichend)**

Firmenname:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Chargen-Nr. des Bioindikators:	
Entnahme-Datum:	Entnahme-Ort:
Probenehmer (in Druckbuchstaben):	

**Grund der Überprüfung**

<input type="checkbox"/> Routine	<input type="checkbox"/> Wartung	<input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="checkbox"/> Nachkontrolle
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

**Bitte nur ein Gerät pro Auftragschein / Anleitung zur Probenentnahme (siehe Rückseite)**

**Angaben zum Gerät**

Hersteller/Marke:	Programm:
Typ:	Temperatur:
Serien-Nr.:	Standort:
Fassungsvermögen: <input type="checkbox"/> <6 kg (HYW06 <sup>1</sup> ) <input type="checkbox"/> >6 kg (HYW11 <sup>1</sup> )	

**Bemerkungen**

<sup>1</sup> Angabe zur Laborerfassung

# Anleitung der Probenentnahme zur Prüfung von Waschmaschinen

## 1 Bioindikatoren bestellen

Bioindikatoren (Prüfkörper) können Sie Online oder per Telefon bestellen:  
LADR Biofocus Portal: [www.biofocus.de/bestellen](http://www.biofocus.de/bestellen)  
E-Mail: [kontakt@biofocus.de](mailto:kontakt@biofocus.de)  
T: 04152 803-333

## 2 Bestandteile des Probenahmeset:

- 1 x Auftragschein LADR Auftragschein – Prüfung Waschmaschine
- 5 x Bioindikatoren für Waschmaschine oder 10 x Bioindikatoren für Waschmaschine
- 1 x Transportkontrolle
- 1 x Doppelkammerbeutel für Rücksendung der Bioindikatoren
- 1 x Rücksendetikett
- 1 x Versandtasche A5

## 3 Einbringen der Bioindikatoren

Die Bioindikatoren in die Waschtrommel legen.

**Tipp:** Verwenden Sie bitte ein Wäschenetz, dann sind die Bioindikatoren leicht wiederzufinden.



## 4 Umgang mit der Transportkontrolle

**Achtung! Die Transportkontrolle nicht in der Waschmaschine mitwaschen. Diese bitte unbenutzt an das Labor zurückschicken.**

## 5 Ausfüllen des Auftragschein

Für die korrekte Auswertung ist es erforderlich, dass alle Angaben auf dem Auftragschein zur Prüfung der Waschmaschine auf der Vorderseite vollständig ausgefüllt sind.

**Achtung! Einsenderadresse auf dem Auftragschein nicht vergessen.**

## 6 Programm starten

Die Waschmaschine sollte während der Überprüfung praxisgerecht beladen sein.

## 7 Bioindikatoren entnehmen

**Achtung! Sterile Handschuhe oder sterile Pinzette nutzen.**

Wenn der Waschgang beendet ist, entnehmen Sie die Bioindikatoren aus der Waschmaschine und packen Sie diese in die **hintere** Kammer des Probenbeutels für den Rückversand. Legen Sie den ausgefüllten Auftragschein in die **vordere** Kammer des Probenbeutels. Verschließen Sie den Probenbeutel.



## 8 Rückversand

Für die Rücksendung packen Sie den Probenbeutel in die beiliegende Postbox und bringen das Rücksendetikett an. Senden Sie die Postbox per Kurier oder Post an das **LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen**.

## 9 Neuer Waschgang

Im Anschluss an die Probenentnahme sollte erneut ein Waschgang durchgeführt werden.