

<b>Einsenderanschrift*</b>	
Firmenname:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
E-Mail zur Befundübermittlung:	

**LADR Zentrallabor  
Dr. Kramer & Kollegen**

T: 04152 803-333  
F: 04152 803-425  
www.biofocus.de/bestellen



**Rechnungsanschrift\* (sofern abweichend)**

Firmenname:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Chargen-Nr. des Bioindikators:	
Entnahme-Datum:	Entnahme-Ort:
Probenehmer (in Druckbuchstaben):	

**Grund der Überprüfung** (HYSBSG01)<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/> Routine	<input type="checkbox"/> Wartung	<input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="checkbox"/> Nachkontrolle
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Angaben zum Steckbeckenspülgerät:	Serien-Nr.:
Hersteller/Marke:	Programm:
Typ:	Temperatur:

**Bitte pro Auftragsschein nur ein Gerät / Anleitung zur Probenentnahme (siehe Rückseite)**

**Bemerkungen**

<sup>1</sup> Angabe zur Laborerfassung

# Anleitung der Probenentnahme zur Prüfung von Steckbeckenspülgeräten

## 1 Bioindikatoren bestellen

Bioindikatoren (Prüfkörper) können Sie Online oder per Telefon bestellen:  
LADR Biofocus Portal: [www.biofocus.de/bestellen](http://www.biofocus.de/bestellen)  
E-Mail: [kontakt@biofocus.de](mailto:kontakt@biofocus.de)  
T: 04152 803-333

## 2 Bestandteile des Probenahmesets:

- 1 x Auftragsschein LADR Auftragsschein – Prüfung Steckbeckenspülgeräte
- 3 x Bioindikatoren für das Steckbeckenspülgerät
- 1 x Transportkontrolle
- 3 x sterile Röhrchen
- 1 x Doppelkammerbeutel
- 1 x Postbox
- 1 x Rücksendetikett

## 3 Einbringen der Bioindikatoren

Die 3 Bioindikatoren in dem Steckbeckenspülgerät befestigen. Auf eine gute Verteilung innerhalb des Gerätes ist zu achten.

**Tipp:** Zur Befestigung eignen sich Kabelbinder oder Blumendraht

## 4 Umgang mit der Transportkontrolle

**Achtung! Die Transportkontrolle nicht in dem Steckbeckenspülgerät mitwaschen.  
Diese bitte unbenutzt an das Labor zurückschicken.**

## 5 Ausfüllen des Auftragsschein

Für die korrekte Auswertung ist es erforderlich, dass alle Angaben auf dem Auftragsschein zur Prüfung des Steckbeckenspülgerätes auf der Vorderseite vollständig ausgefüllt sind.

**Achtung! Einsenderadresse auf dem Auftragsschein nicht vergessen.**

## 6 Programm starten

Das Steckbeckenspülgerät sollte während der Überprüfung praxisgerecht beladen sein.

## 7 Bioindikatoren entnehmen

Je einen Bioindikator in ein Röhrchen überführen.

**Achtung! Sterile Handschuhe oder sterile Pinzette nutzen.**

Wenn der Waschgang beendet ist, entnehmen Sie die Bioindikatoren aus dem Steckbeckenspülgerät und packen Sie die Bioindikatoren in die **hintere** Kammer des Probenbeutels für den Rückversand. Legen Sie den ausgefüllten Auftragsschein in die **vordere** Kammer des Probenbeutels. Verschließen Sie den Probenbeutel.

## 8 Rückversand

Für die Rücksendung packen Sie den Probenbeutel in die beiliegende Postbox und bringen das Rücksendetikett an. Senden Sie die Postbox per Kurier oder Post an das **LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen**.

## 9 Neuer Waschgang

Im Anschluss an die Probenahme sollte erneut ein Waschgang durchgeführt werden.